

Ensaio de Proficiência: Central de Controle → Relatório de Avaliação

Relatório de Avaliação - Proficiência Clínica

Exame: Nome do ensaio

Módulo: Nome do módulo

Acumulado de 2020


Em acompanhamento

Nome do ensaio


[Configurar alertas](#)

Gráficos por rodada

HO01 HO02 HO03



Limite provedor Limite alerta Média



Limite Índice Z Média

Estatísticas das rodadas

Sistema Analítico	Item	GA	Qnt	Média	DP	CV	Faixa	Resp.	ID	Aval.	Z
Rodada: Nov/2019	Emissão: 31/01/2020							Relatório de avaliação		Perfil de resultados	

Sistema Analítico	Item	GA	Qnt	Média	DP	CV	Faixa	Resp.	ID	Aval.	Z
	HO01	04	4	3,503	0,855	24,4	2,1 a 4,91	4,71	0,86	1A	1,412
KIT Nome do Kit											
EQU Nome do Equipamento	HO02	75	3	0,787	0,117	14,9	0,47 a 1,11	0,92	0,41	1A	1,137
comentário	HO03	75	3	1,93	0,739	38,3	1,3 a 2,77	2,77	-	1A	1,137
Rodada: Fev/2020 Emissão: 27/03/2020								Relatório de avaliação	Perfil de resultados		
	HO01	75	4	3,148	0,389	12,4	1,88 a 4,41	2,89	-0,2	1A	-0,663
KIT Nome do Kit											
EQU Nome do Equipamento	HO02	75	4	0,813	0,069	8,5	0,48 a 1,14	0,86	0,14	1A	0,681
comentário	HO03	75	4	0,808	0,075	9,3	0,48 a 1,14	0,85	0,13	1A	0,56
Rodada: Mai/2020 Emissão: 15/06/2020								Relatório de avaliação	Perfil de resultados		
	HO01	75	4	1,465	0,253	17,3	0,87 a 2,06	1,41	-0,09	1A	-0,217
KIT Nome do Kit											
EQU Nome do Equipamento	HO02	75	4	4,713	0,281	6	2,82 a 6,6	4,51	-0,11	1A	-0,722
comentário	HO03	75	4	0,74	0,062	8,4	0,44 a 1,04	0,74	0	1A	0
Rodada: Ago/2020 Emissão: 02/10/2020								Relatório de avaliação	Perfil de resultados		
	HO01	75	4	3,878	0,34	8,8	2,32 a 5,43	3,88	0	1A	0,006
KIT Nome do Kit											
EQU Nome do Equipamento	HO02	75	4	6,918	0,678	9,8	4,15 a 9,69	6,82	-0,04	1A	-0,145
comentário	HO03	75	4	1,423	0,332	23,3	0,85 a 2	1,57	0,25	1A	0,443

Acumulado do Módulo

Nov/2019	Fev/2020	Mai/2020	Ago/2020	Acumulado
3A	3A	3A	3A	100%

Legenda

A

Adequado

NPJ

Não participação justificada

NA21

Soma de NA08, NA10 e NPJ

I	Inadequado	NA02	Não avaliado por atraso no reporte dos resultados	NA22	Soma de NA02 e NA12
NR	Não realizado	NA08	Não avaliado por decisão do Grupo Acessor	**	Dado normalizado
NR*/A*/I*	Sem efeito para o %A	NA10	Não avaliado por não formação de grupo ou por comportamento atípico	(*)	Resultado da rodada especial
EDU	Ensaio oferecido por educação	NA12	Não avaliado por sistema analítico não identificado ou impróprio		

